

洁悠神长效抗菌喷雾剂联合美皮康超薄型治疗Ⅱ、Ⅲ期压疮效果观察

陈彩虹 施丽丽

【摘要】 目的 探讨洁悠神长效抗菌喷雾剂联合美皮康超薄型治疗Ⅱ、Ⅲ期压疮的临床疗效。方法 对 48 例Ⅱ、Ⅲ期压疮患者采用生理盐水、碘伏消毒清洗消毒创面后,给予洁悠神长效抗菌喷雾剂喷洒创面,1 次/8 h,待创面的洁悠神长效抗菌喷雾剂干燥后,予美皮康超薄型敷贴外敷。结果 在临床护理工作中,通过对 48 例Ⅱ、Ⅲ期压疮患者使用洁悠神长效抗菌喷雾剂联合美皮康超薄型治疗,显效 40 例,占 83.33%;有 5 例,占 10.42%,总有效率为 93.75%。结论 洁悠神长效抗菌喷雾剂联合美皮康超薄型治疗Ⅱ、Ⅲ期压疮效果好,操作简便,减少护理工作量。

【关键词】 压疮;洁悠神长效抗菌喷雾剂;美皮康;疗效

压疮是长期卧床患者常见的并发症。压疮的治疗方法报道很多,我院神经内科于 2008 年 9 月至 2011 年 6 月,对 48 例Ⅱ、Ⅲ期压疮患者采用生理盐水、碘伏消毒清洗消毒创面后,给予洁悠神长效抗菌喷雾剂喷洒创面,1 次/8 h,待创面的洁悠神长效抗菌喷雾剂干燥后,予美皮康超薄型敷贴外敷,疗效满意。现报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 48 例患者中,男 30 例,女 18 例;年龄 46 ~ 95 岁,平均年龄 68 岁,其中急性脑卒中 32 例,老年性痴呆 12

例,颅内感染 4 例,均为Ⅱ期、Ⅲ期院外压疮,压疮部位在骶尾部、肩胛部、足跟、腕部,面积 0.7 cm × 1 cm ~ 5 cm × 6 cm。

1.2 方法 采用生理盐水、碘伏消毒清洗消毒创面,如创面有水疱形成,先用注射器抽出水疱内液体,予洁悠神长效抗菌喷雾剂喷洒创面,1 次/8 h,待创面的洁悠神长效抗菌喷雾剂干燥后,予美皮康超薄型敷贴外敷,根据美皮康敷料上所浸湿渗液量多少,可 2 ~ 7 d 更换敷料 1 次。

2 结果

见表 1。

表 1

例数	显效(%)	有效(%)	无效(%)	总有效率(%)
48	40(83.33)	5(10.42)	3(6.25)	93.75

3 讨论

压疮是身体局部组织长期受压,血液循环障碍,局部组织持续缺血缺氧,营养缺乏,致使皮肤失去正常功能而引起的组织破损和坏死,又称压力性溃疡^[1]。压疮,不仅会给患者带来痛苦,加重病情,严重时还可因继发感染而危及生命。洁悠神长效抗菌喷雾剂联合美皮康超薄型治疗Ⅱ、Ⅲ期压疮效果好,操作简便,减少护理工作量。洁悠神长效抗菌喷雾剂喷洒在皮肤表面,固化后形成生物高分子层和正电荷层的分子网状膜。生物高分子层由于其以大分子与皮肤胶联,能保持 8 h 以上的长效抗菌功能。生物正电荷层由于已形成纳米正电荷网膜。极具强力静电。吸附带负电荷的细菌、真菌、病毒等病

原微生物。致使其赖以呼吸、代谢的酶失去作用而窒息死亡,起到物理式杀灭病原微生物和广谱抗菌作用。美皮康(超薄型)是采用聚氨酯和硅凝胶材料制成,具有防菌和防水作用的半通透性膜能够温和地黏着伤口周围皮肤,不粘连伤口疮面,减少损伤新生的肉芽组织,减少出血和疼痛的作用。湿润且具通透性的伤口敷料可为疮面的愈合创造一个适宜的环境,表皮细胞能更好的繁衍、移生和爬行,从而加速了伤口愈合过程^[2]。在换药时为节省敷料,减少患者费用,如压疮面积小可将美皮康剪开分次使用不影响治疗效果。

参 考 文 献

- [1] 李小寒,尚少梅. 基础护理学. 人民卫生出版社,2006: 82-87.
- [2] 蒋琪霞. 伤口护理临床实践指南. 东南大学出版社,2004: 37.

作者单位:361003 厦门市第一医院护理部