

洁悠神在皮肤擦伤的临床应用

林丽妍, 林丽云

(解放军第九二医院急诊科, 福建 南平 353000)

近年来,使用洁悠神处理车祸等造成的大片浅表皮肤擦伤患者 3200 例,愈合时间 1~7 d,无并发伤口感染者。对浅表皮肤擦伤患者,效果良好,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 3 200 例浅表皮肤擦伤患者,男 2 845 例,女 355 例,平均年龄 28 岁。

1.2 方法 去除伤口表面的泥沙等异物,常规生理盐水、双氧水冲洗伤口,然后将洁悠神直接喷洒伤口表面,每次剂量为 0.6 mL/1% 体表面积,每掀压一次剂量为 0.1 mL 左右,连续掀压直至表面覆盖薄层抗菌膜,每日 3 次,持续 1~3 d,直至无渗液。

2 结果

3 200 例,1~3 d 愈合 2 960 例,4~7 d 愈合 240 例,无并发症及皮肤感染。

3 讨论

洁悠神是“皮肤物理抗菌膜”专利产品,又名长效抗菌材料,采用创新的物理抗菌专利方案,在皮肤表面形成一层分子级物理抗菌膜(隐形敷料),实现了用物理方法管理创面病原微生物,防止感染。不仅减少传统敷料换药时的剧痛,还避免换药对新生肉芽组织的破坏,有利于伤口愈合,并且操作简便。

(收稿日期:2010-08-17)

洁悠神在皮肤擦伤的临床应用

作者: [林丽妍](#), [林丽云](#)
作者单位: [解放军第九二医院急诊科, 福建, 南平, 353000](#)
刊名: [航空航天医药](#)
英文刊名: [AEROSPACE MEDICINE](#)
年, 卷(期): 2010, 21(9)
被引用次数: 0次

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_hkhtyy201009158.aspx

授权使用: 广东商学院图书馆(gdsxy), 授权号: 470257be-47b8-4536-9583-9e52010c0925

下载时间: 2010年12月20日