

洁悠神治疗脓疱疮的临床观察及护理

闻容慧 洪秀珍

云南省红河州蒙自市第一人民医院儿科, 云南 蒙自 661199

【摘要】 目的: 洁悠神用于脓疱疮治疗的临床运用。方法: 局部处理后, 给予洁悠神均匀喷洒。结果: 洁悠神用于脓疱疮的治疗效果显著。结论: 洁悠神治疗脓疱疮局部治疗优于全身治疗。

【关键词】 洁悠神; 临床观察护理

【中图分类号】 R473.6

【文献标识码】 A

【文章编号】 1007-8517(2012)08-0126-01

脓疱疮是一种表皮浅层的细菌感染性疾病, 是儿童常见病, 通常由金黄色葡萄球菌、A型乙型溶血性链球菌感染引起。具有极高传染性, 20世纪70年代, 绝大多数非大疱性脓疱疮为A组乙型溶血性链球菌或A组乙型溶血性链球菌与金黄色葡萄球菌混合感染, 此病若不及时治疗, 可导致严重的败血症, 危及生命。本科自2008年3月份收治86例脓疱疮患者, 给予全身治疗及洁悠神局部处理后, 经治愈出院, 效果显著, 故介绍如下。

1 临床资料

本科收治的86例患者中, 其中男: 36例。女: 50例。年龄: 7天~5岁。四肢脓疱疮明显的占20例。头面部脓疱疮明显的占6例。全身均有脓疱疮的占60例。轻型72例。重型伴发热14例。结果治疗组痊愈54例, 显效22例, 有效10例。无效0例。病程为3天~10天。

2 处理方法

- 2.1 先将需喷洒的皮肤局部用0.9%生理盐水进行创面清洁处理, 待干。
- 2.2 使用前先将洁悠神摇匀, 距离皮肤或患处15cm处喷洒, 剂量约为0.6ml/1%体表面积(约手指掌面积)/用次, 每天3~4次。
- 2.3 掀压一次(喷次)剂量为0.1ml左右, 掀压一次待其干燥后再掀压第二次, 第二次干燥后掀压第三次为止。
- 2.4 在常规疗法治疗的同时, 配合使用洁悠神均匀喷洒于患处待干燥即可。
- 2.5 在炎症期或创面未愈合时, 皮肤黏膜每天3次。直至急性炎症或主要症状消失。
- 2.6 未达到彻底治愈, 不应在急性炎症或主要症状消失后停止使用洁悠神, 而应根据病情完成预后疗程, 用量减至每天使用一次。

3 讨论

洁悠神为皮肤物理抗菌膜专利产品, 采用了创新的物理抗菌专利方案, 在皮肤表面形成一层分子及物理抗菌膜(隐形敷料)实现用物理方法管理创建病原微生物的微循环, 防止创面感染, 促进自然愈合, 本品为水溶性制剂喷

洒在皮肤表面, 固化后形成生物高分子层和正电荷层的分子网状膜, 其中生物高分子层由于其大分子与皮肤胶联, 能保持8小时以上的长效抗菌功能。除此以外, 还有以下功能:

- 3.1 局部运用于浅部细菌感染, 通过物理抗菌与抗菌药物具有同样的方法, 可以代替细菌药物, 避免耐药性的产生。
- 3.2 喷洒皮肤表面, 可以同时杀灭细菌和真菌, 可避免应用抗菌药物继发的真菌感染。
- 3.3 喷洒皮肤与其接触的物品表面, 可阻断病原微生物定植, 消除感染源阻断感染途径。

本品只需喷洒, 无需涂抹, 使用简单方便, 依从性好, 护理简便, 能防止切口感染, 经临床应用证明脓疱疮运用洁悠神治疗效果优于全身治疗。

4 护理

- 4.1 重视消毒隔离制度, 护理人员严格执行无菌技术操作, 避免交叉感染, 进行床旁隔离操作后认真消毒。
- 4.2 保持病室温度24~26℃左右, 湿度55~60%, 室内空气新鲜, 阳光充足, 每日通风两次, 注意避免对流风。每周做空气培养。鼓励病人多饮水, 加速毒素排泄。
- 4.3 皮肤护理, 因患儿皮肤娇嫩及保护功能不健全, 初次接触细菌非常容易感染, 勤洗涤, 每日必须用温水清洗, 沐浴时动作轻柔, 皮肤皱褶处清洁干净, 选择宽松柔软的棉制衣服, 勤换尿布, 保持身体清洁卫生。
- 4.4 修平指甲, 告知搔抓的危害, 若病人年幼, 则嘱其家人守护, 或将手指用纱布稍作包扎, 避免抓破皮肤。
- 4.5 重视宣教工作: 加强孕产期饮食卫生和个人卫生的知识宣教。
- 4.6 多休息, 给予易消化的饮食和充足的营养。
- 4.7 指导家长加强喂养, 避免食用刺激性食物, 多吃新鲜的水果蔬菜, 养成一个良好的生活习惯和饮食习惯, 同时应多锻炼身体, 提高机体免疫力是预防此病的关键。

(收稿日期: 2012.03.02)